

CORNEOSTICKER DS

O estrato córneo é a camada superficial da pele, é a primeira barreira protetora contra as agressões externas. Integra vários mecanismos adaptivos para manter e restabelecer, o mais rapidamente possível, a sua integridade estrutural e funcional após uma alteração.

Quando esses mecanismos adaptivos são alterados, surgem perturbações estruturais mais profundas, a pele fica irritada, seca e enrugada. Se essas alterações não forem corrigidas assim que aparecem, o envelhecimento biológico das células ultrapassa o envelhecimento cronológico.

Pensando em produtos que forneçam o aperfeiçoamento imediato a Nutrifarm lançou o ativo Corneosticker DS.

Corneosticker DS é um ativo biotecnológico capaz de disfarçar imediatamente as imperfeições da pele. Sua estrutura helicoidal, formada por uma série de lâminas minerais desdobra-se na superfície da epiderme formando uma segunda pele que corrige instantaneamente as rugas, diminui os poros e disfarça imperfeições.



Efeito suavizante imediato

Um protocolo foi executado com 24 voluntários do sexo feminino com idades entre 30 e 49 anos.

Os voluntários realizaram uma aplicação única de Corneosticker DS 1% e Placebo. A avaliação foi realizada por pontuação dermatológica utilizando escala de 1 a 10.


A segunda pele anatômica formada por Corneosticker DS na superfície do estrato córneo permite melhorar instantaneamente a suavidade e o aspecto da pele.

Corneosticker DS melhora imediatamente a superfície da pele e com mais eficácia do que o placebo. Isso demonstra os benefícios do efeito de terapia anatômica.



As lâminas de minerais possuem uma combinação de componentes que imitam a composição do estrato córneo:

- **Minerais:** (água do mar concentrada) estimuladores de NMF (fator de hidratação natural);
- **Aminoácidos:** (microalga) para impulsionar o NMF (fator de hidratação natural);
- **Lactatos:** para renovar a pele (ação queratolítica);
- **Lipídeos:** intensificador lipídico (sebo-like)






Efeito iluminador imediato

Protocolo: 1% DE CORNEOSTICKER DS em água.
Aplicação tópica de uma amostra e observação microscópica.


Zona não tratada: canto superior esquerdo.

Zona tratada com 1% de CORNEOSTICKER SD:
canto inferior direito.

Imediatamente após a aplicação



8 horas depois da aplicação



SUGESTÕES DE USO

Corneosticker DS é ideal para ser utilizado em fórmulas que proporcionam um efeito imediato. Pode ser incorporado a sérum e creme.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INCI NAME: Bentonite (and) Olive Oil Decyl Esters (and) Glycerin (and) Citric Acid (and) Hydrated Silica (and) Aqua (and) Lactic Acid (and) Squalene (and) Chlorella Vulgaris Extract (and) Maris sal (and) Tocopherol.

CONCENTRAÇÃO: 1,0%

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

MATERIAL DO FABRICANTE: CODIF

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

PRIMER BOTOX-LIKE

CORNEOSTICKER	1,0%
EPS SEAFILL	2,0%
WK PEP CANOSINE	0,5%
WK PEP ERASIN	10%
BASE PRIMER* qsp.....	30 mL

Primer hidratante enriquecido com peptídeos, ideal para a preparação da pele com ação botox-like (tecnologia do peptídeo Erasin). Além de reestruturar a epiderme, minimiza as aparências dos poros e possui ação antioxidante e antiglicante devido a tecnologia do peptídeo Carnosine.

As formulações apresentadas foram manipuladas com os ativos exclusivos da Nutrifarm. Sendo assim, a Nutrifarm não se responsabiliza quanto a alterações que eventualmente possam ocorrer em função da troca de insumos. É necessário que a responsável pela manipulação do estabelecimento realize testes preliminares para a adaptação de uma nova fórmula, caso realize a troca dos ingredientes ativos sugeridos.

